

L o k o m a t の移設及びメンテナンス一式に係る仕様書

A. 病院本館 P T 訓練室から研究所への装置移設に係る仕様

- (1) 製造メーカーであるスイス Hocoma 社との連絡対応が可能である事
- (2) Hocoma 社の指示に基づき Lokomat の梱包、および通貨経路の養生ができる事
- (3) Lokomat の重量 1500kg を搬送する機材を有する事
- (4) 移設時のサイズ：298cm(L) x 180cm(W) x 196cm(H) に対応できる事
- (5) 移動経路において通路最小幅 270cm、ドア最小幅 120cm を確保できる事
- (6) 移設前の解体、移設後の設置作業と連携可能である事
- (7) 上記移設内容を 2 日の期間内に実施可能である事

以上

B. 移設作業完了後の動作確認およびメンテナンスに係る仕様

- (1) 製造メーカーであるスイス Hocoma 社との連絡対応が可能である事
- (2) Hocoma 社が定める以下の各箇所の確認作業および点検が可能である事
 - A) ロッキング・ハンドル確認：4 か所
 - B) リリース・レバー確認：6 か所
 - C) 滑走パーツ確認：16 か所
 - D) 足部固定ユニット確認：左右 1 か所ずつ
 - E) 股関節パッド確認：左右 1 か所ずつ
 - F) 股関節固定帯：2 か所
 - G) ロープ確認
 - H) Lokomat 制御プログラム動作性確認
 - D) メンテナンスプログラム実行
- (3) 上記工程を移設作業と同日に実施可能である事